

Bestell-Formular ITP Produkte

ITP GmbH

Universitätsstraße 136

44799 Bochum

Telefon: +49 234 54621940, Fax: +49 234 54622444

Mail: sales@innotom.com, Web: innotom.com



Rechnungsanschrift: Praxis/Institut:		Kundennummer: (falls vorhanden)	Lieferanschrift: (falls abweichend)	
Empfänger:		Bestellt durch: (Name)	Empfänger:	
Adresse		Datum:	Adresse	
Land/Ort/PLZ:			Land/Ort/PLZ:	
Telefon/Fax:		Bestellnummer:	Telefon/Fax:	

Interventionelle Kanülen für CT-geführte Anwendungen

KIR CT-Kanülen	Verpackungseinheit (VE): 20 Stück	Bestellmenge in VE:
KIR 23/05	Interventionelle Kanüle 23 G x 50 mm	
KIR 23/05N	Interventionelle Kanüle 23 G x 50 mm	
KIR 23/07	Interventionelle Kanüle 23 G x 75 mm	
KIR 23/07N	Interventionelle Kanüle 23 G x 75 mm	
KIR 23/10	Interventionelle Kanüle 23 G x 100 mm	
KIR 23/15	Interventionelle Kanüle 23 G x 150 mm	
KIR 21/10	Interventionelle Kanüle 21 G x 100 mm	
KIR 21/12	Interventionelle Kanüle 21 G x 120 mm	
KIR 21/15	Interventionelle Kanüle 21 G x 150 mm	
KIR 21/20	Interventionelle Kanüle 21 G x 200 mm	
KIR 17/15	Interventionelle Kanüle 17 G x 150 mm	
KIR 17/15:45	Interventionelle Kanüle 17 G x 150 mm	
KIR 17/20	Interventionelle Kanüle 17 G x 200 mm	
	Endung N: ohne arretierbare Kappe	

Interventionelle Kanülen für MRT-geführte Anwendungen

KIM MRT-Kanülen	Verpackungseinheit (VE): 20 Stück	Bestellmenge in VE:
KIM 25/03N	MRT-taugliche Kanüle 25 G x 30 mm	
KIM 22/05	MRT-taugliche Kanüle 22 G x 50 mm	
KIM 22/07	MRT-taugliche Kanüle 22 G x 75 mm	
KIM 22/10	MRT-taugliche Kanüle 22 G x 100 mm	
KIM 22/15	MRT-taugliche Kanüle 22 G x 150 mm	
KIM 20/10	MRT-taugliche Kanüle 20 G x 100 mm	
KIM 20/15	MRT-taugliche Kanüle 20 G x 150 mm	
KIM 18/10	MRT-taugliche Kanüle 18 G x 100 mm	
KIM 18/15	MRT-taugliche Kanüle 18 G x 150 mm	
KIM 18/15T	MRT-taugliche Kanüle 18 G x 150 mm	
KIM 18/20	MRT-taugliche Kanüle 18 G x 200 mm	
KIM 16/04T	MRT-taugliche Kanüle 16 G x 44 mm	
KIM 16/09T	MRT-taugliche Kanüle 16 G x 94 mm	
KIM 16/14T	MRT-taugliche Kanüle 16 G x 144 mm	
KIM 15/04T	MRT-taugliche Kanüle 15 G x 44 mm	
KIM 15/09T	MRT-taugliche Kanüle 15 G x 94 mm	
KIM 15/14T	MRT-taugliche Kanüle 15 G x 144 mm	
KIM 13/04T	MRT-taugliche Kanüle 13 G x 44 mm	
KIM 13/09T	MRT-taugliche Kanüle 13 G x 94 mm	
KIM 13/14T	MRT-taugliche Kanüle 13 G x 144 mm	
	Endung T: Trokarschliff	

Halbautomatische Biopsiekanülen, MRT-tauglich

BIM Biopsie-Kanülen	Verpackungseinheit (VE): 10 Stück	Bestellmenge in VE:
BIM 18/15i	MRT-Biopsiekanüle 18 G x 150 mm (passende Einführkanüle: KIM 16/09T)	
BIM 18/20i	MRT-Biopsiekanüle 18 G x 200 mm (passende Einführkanüle: KIM 16/14T)	
BIM 16/15i	MRT-Biopsiekanüle 16 G x 150 mm (passende Einführkanüle: KIM 15/09T)	
BIM 16/20i	MRT-Biopsiekanüle 16 G x 200 mm (passende Einführkanüle: KIM 15/14T)	

Führungshilfe	Beschreibung	Bestellmenge in VE:
IPS 22	Führungshilfe für die präzise Nadelführung im CT oder MRT Winkelmesser (beidseitig skaliert), steril verpackt. (Ohne Kanüle)	
	Verpackungseinheit (VE) IPS 22: 20 Stück	

Steriles Interventions- Set	Beschreibung	Bestellmenge in VE:
MRS 22	Für die MRT-geführte Mikrotherapie Komplettset für diverse Anwendungen, steril verpackt, beinhaltet Abdeckungen, OP-Mäntel, Tücher, Spritzen, Handschuhe, Lochtücher, u.v.m.	
	Verpackungseinheit (VE) MRS 22: 12 Stück	

Vollautomatische Biopsiekanülen, MRT-tauglich

BAM Biopsie-Kanülen	Verpackungseinheit (VE): 10 Stück	Bestellmenge in VE:
BAM 18/15	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 18 G x 150 mm (passende Führungskanüle: KIM 16/09T)	
BAM 18/17	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 18 G x 175 mm	
BAM 18/20	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 18 G x 200 mm (passende Führungskanüle: KIM 16/14T)	
BAM 16/15	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 16 G x 150 mm (passende Führungskanüle: KIM 15/09T)	
BAM 16/17	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 16 G x 175 mm	
BAM 16/20	MRT Biopsiekanüle, vollautomatisch 16 G x 200 mm (passende Führungskanüle: KIM 15/14T)	

Bestellungen nehmen wir gern entgegen per:

Fax: +49 234 54622444

Email: sales@innotom.com

Telefon: +49 234 54621940

Bearbeiter ITP: _____

QMD 7.4.1.5d, Revision 07, 11.03.2026